

DA

PERSONVÆRNEMIDLER I KATEGORI II I HENHOLD TIL EUROPÆISK FORORDNING 2016/425**FREMSTILLET I HENHOLD TIL UNI EN ISO 16321-1:2022 STANDARDEN**

Denne informationsnote skal opbevares i hele den periode, hvor det personlige værnemiddel er i brug.

A) INFORMATION OM PRODUCENTEN

Larident Srl

Via Lamaneigra, 12r - 16030 Tribogna (GE) - Tel +39 0185 938068 - Fax +39 0185 938595

e-mail: info@larident.it - websted: www.larident.it

B) NORMATIVE REFERENCER

Denne informationsnote har til formål at give oplysninger om beskyttelsesegenskaber, brugsbetingelser, vedligeholdelse, vask samt advarsler og/eller begrænsninger for brugen af det personlige værnemiddel (PVV) Beskyttelsesvisirer. Personlige værnemidler kan kun yde den nødvendige beskyttelse, hvis de er intakte og bæres og fastgøres korrekt. I tvivlstilfælde eller ved anmodning om afklaring bedes man kontakte sin overordnede og, om nødvendigt, producenten samt konsultere brugsanvisningen.

Denne informationsnote følger med hver pakning og skal læses grundigt før brug. Denne informationsnote er udarbejdet i overensstemmelse med EN ISO 16321-1:2022.

Personværnemidlet (PVV) er certificeret som kategori II-PVV til udstyr, der er beregnet til at beskytte bæreren mod risikoen for at blive ramt af lette slag fra fremmedlegemer; i overensstemmelse med de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i den europæiske forordning 2016/425. R5-enheden overholder kravene i standarden UNI EN ISO 16321-1:2022, bortset fra synsfeltet, som er begrænset i den øvre del. Udsyn fremad og nedad er garanteret.

C) IDENTIFIKATION AF BESKYTTELSESANORDNINGENS MODEL

Beskyttelsesvisir R5 - Stel med 6 gennemsigtige polykarbonatskærme.

D) INSTRUKTIONER FOR OPBEVARING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE**• Instruktions for iførelse**

Tag det personlige værnemiddel på, og placer det korrekt på ansigtet, så skærmen dækker ansigtet de rigtige steder. Sørg for, at det sidder godt fast ved at justere remmen i henhold til brugerens ansigt/hoved. Personværnemidlets (PVV) ydeevne er garanteret, når det er korrekt påført og placeret. Hvis der er synlige forringelser, skal du stoppe brugen og udskifte den med en ny enhed. Ingen ændringer af PVV er tilladt.

• Størrelser

Enheden fås i én størrelse, men takket være den justerbare elastik tilpasser den sig perfekt til enhver ansigtsform.

• Emballageinformation og opbevaringsinstruktioner

Produktets endelige emballage skal udføres på en sådan måde, at den forbliver uændret indtil brugstidspunktet og i hele brugsperioden. Det pågældende produkt har ingen udløbsdato. Produktet skal opbevares i uåbnet og forseglet emballage væk fra direkte varmekilder.

• Bortskaffelse

Hvis enhederne ikke er blevet forurenede med særlige stoffer eller produkter, kan de bortskaffes som almindeligt plastaffald, ellers skal de bortskaffes i overensstemmelse med de lovmæssige krav til specialaffald.

E) SPECIFIKKE INSTRUKTIONER FOR RENGØRING OG/ELLER DESINFEKTION

For at rengøre visiret skal du fugte en klud med alkoholfri sæbe og desinfektionsmidler og tørre forsigtigt over rammen og skærmen for at fjerne pletter og snavs.

F) DETALJER VEDRØRENDE ANVENDELSESOMRÅDE, DET TILTÆNKTE OMGIVELSESMILJØ FOR BRUG, BESKYTTELSESKAPACITET OG YDELSESEGENSKABER

Enhver anden brug end den angivne betragtes som ukorrekt, og eventuelle skader er ikke producentens skyld.

Anvendte materialer - For mere information se materialedatabladet.

G) ADVARSLER

- Beskyttelsesvisirer skal udskiftes, når gennemsigtigheden forringes af linjer eller mulig uigennemsigtighed.
- Visirer, der har været udsat for slag, må ikke bruges og skal kasseres og udskiftes.
- Tag personlige værnemidler på, før du udsætter dig selv for den risiko, som værnemidlerne er beregnet til.
- Brug kun originale reservedele fra producenten.
- Alle dele af det personlige værnemiddel skal være monteret for at sikre maksimal beskyttelse.

H) BEMYNDIGET ORGAN

R5-modellen af visiret tilhører kategori II af personlige værnemidler, og kræver derfor en EU-typeudstedelse i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/425 af et bemyndiget organ.: Bemyndiget organ nr. 0426 -

ITALCERT S.r.l. Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (MI)

Link til overensstemmelse: info@larident.it.

I) MÆRKNING

Identifikation af mærkning på linsen

CE – LARIDENT – R5

CE (CE-Mærke) – LARIDENT (Producent) – R5 (Produktnavn)

Identifikation af stelmærkning

LARIDENT – R5 – CE

LARIDENT (Producent) – R5 (Produktnavn) – CE (CE-Mærke)

J) SYMBOLER ANVENDT I VEJLEDNINGEN OG PÅ MÆRKNINGEN

Symbolerne, der anvendes på instruktionerne og æsken, er følgende, baseret på UNI EN ISO 16321-1:2022-forordningen




Symbol læs instruktionerne omhyggeligt




CE-overensstemmelsesmærke

K) MONTERINGSINSTRUKTIONER


1. Drej stellet, så stifterne og føringerne vender mod brugerens ansigt.
2. Tag visiret op, og bøj det let. Start fra midten, og sæt først visiret i den øverste føring, og skub det derefter ind i den nederste. Når dette er gjort, skal du skubbe det centrale hul ind i den centrale stift (vandret), så det personlige værnemiddel begynder at antage en cirkulær form.
3. Skub nu visiret ind i de yderste føringer, og skub derefter hullet ind i stiftene (vandret) med fingrene.
4. Sæt visiret i de sidste to føringer, og skub derefter hullet ind i stiftene (vandret).
5. Brug filmen til at dække ventilationshullet.
6. For ekstra sikkerhed skal du fastgøre elastiksløjfen ved at sætte den ind i det mest behagelige hul.
7. Visiret er klar.




1




2




3




4




4.1



5



6



7