

ES

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL DE CATEGORÍA 2 SEGÚN EL REGLAMENTO EUROPEO 2016/425**FABRICADOS SEGÚN LA NORMA EN ISO 16321-1:2022**

Esta nota informativa debe conservarse durante toda la vida del EPI en uso.

A) INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

Larident Srl

Via Lamaneigra, 12r - 16030 Tribogna (GE) - Tel +39 0185 938068 - Fax +39 0185 938595

correo electrónico: info@larident.it - página web: www.larident.it

B) REFERENCIAS NORMATIVAS

El objetivo de esta nota informativa es proporcionar aclaraciones sobre las características de protección, las condiciones de uso, el mantenimiento, el lavado y las advertencias y/o limitaciones de uso de los EPI Viseras de protección. El EPI sólo puede ofrecer el nivel de protección necesario si está intacto, correctamente colocado y abrochado. Si tiene alguna duda o necesita alguna aclaración, póngase en contacto con su supervisor y, si procede, con el fabricante y consulte el manual de instrucciones.

La Nota informativa se suministra con cada envase y debe leerse atentamente antes de su uso. Esta nota informativa se ha elaborado de conformidad con la norma EN ISO 16321-1:2022.

El EPI ha sido certificado como EPI de Categoría II para equipos destinados a ser utilizados para proteger al usuario contra el riesgo de ser golpeado por impactos leves con cuerpos extraños; de conformidad con los requisitos esenciales de salud y seguridad del Reglamento Europeo 2016/425. El dispositivo R5 cumple con los requisitos de la norma UNI EN ISO 16321-1:2022, excepto en lo relativo al campo de visión, que está limitado en la parte superior. Se garantiza la visión frontal y hacia abajo.

C) IDENTIFICACIÓN DEL MODELO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN

Visera de protección R5 - Montura con 6 pantallas de policarbonato transparente.

D) INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO, USO Y MANTENIMIENTO**• Instrucciones de uso**

Póngase el EPI y colóquese correctamente en la cara, con la pantalla cubriendo la cara en los lugares adecuados y asegurándose de que queda bien ajustado mediante la regulación del cordón en función de la cara/cabeza del usuario. El rendimiento del EPI está garantizado cuando se usa y se coloca correctamente. Si se aprecia visualmente algún deterioro, deje de utilizarlo y sustitúyalo por un aparato nuevo. **No se permiten modificaciones de los EPI.**

• Tamaño

El dispositivo viene en una talla única, pero mediante el uso del elástico ajustable se adapta perfectamente a cualquier forma de cara.

• Notas de embalaje e instrucciones de almacenamiento

El envasado final del producto debe realizarse de forma que permanezca inalterado hasta y durante el periodo de utilización. El producto en cuestión no tiene fecha de caducidad; el producto debe almacenarse en envases cerrados y sin abrir, lejos de fuentes directas de calor.

• Eliminación

Si los dispositivos no han sido contaminados con sustancias o productos particulares, pueden desecharse como residuos plásticos normales; caso contrario, deben eliminarse de acuerdo con los requisitos legales para residuos especiales.

E) INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE LIMPIEZA Y/O DESINFECCIÓN

Para limpiar la visera, humedezca un paño con jabones y desinfectantes sin alcohol y páselo suavemente sobre la montura y la pantalla, eliminando las manchas y la suciedad.

F) DETALLES SOBRE EL ÁMBITO DE USO, EL INTERVALO AMBIENTAL DE USO PREVISTO, LAS CAPACIDADES DE PROTECCIÓN Y LAS CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

Cualquier uso distinto al indicado se considera inadecuado y cualquier daño no es culpa del fabricante.

Materiales utilizados - Para más información, consulte la ficha de datos de los materiales.

G) ADVERTENCIAS

- Las viseras de protección deben sustituirse siempre que la transparencia se vea afectada por líneas o por una posible opacidad.
- Las viseras que hayan sufrido impactos no deben utilizarse y deben desecharse y sustituirse.
- Póngase el EPI antes de exponerse al riesgo contra el que está diseñado.
- Utilice únicamente piezas de repuesto originales suministradas por el fabricante.
- El EPI debe ajustarse en todas sus partes para garantizar la máxima protección.

H) ORGANISMO NOTIFICADO

La visera modelo R5 pertenece a la categoría II de EPI y, por lo tanto, tiene la necesidad de homologación de tipo UE de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/425 por parte de un organismo notificado:

Organismo notificado nº 0426 - ITALCERT S.r.l. Viale Sarca, 336 - 20126 Milán (MI)

Enlaces de conformidad: info@larident.it.

I) MARCADO

Identificación del marcado en la lente

CE – LARIDENT – R5

CE (Marca CE) – LARIDENT (Fabricante) – R5 (Nombre del producto)

Identificación del marcado de la montura

LARIDENT – R5 – CE

LARIDENT (Fabricante) – R5 (Nombre del producto) – CE (Marca CE)

J) SÍMBOLOS UTILIZADOS EN LAS INSTRUCCIONES Y EL ETIQUETADO

La simbología utilizada en las instrucciones y la caja es la siguiente, basada en la normativa UNI EN ISO 16321-1:2022




Símbolo: lea atentamente las instrucciones




Marca de conformidad CE

K) INSTRUCCIONES DE MONTAJE


- Gire el marco de modo que los pasadores y las guías queden frente al rostro del usuario.
- Tome la visera y dóblela ligeramente. Comenzando desde el centro, inserte primero la visera en la guía superior y luego deslícela en la inferior. Una vez hecho esto, presione el orificio central en el pasador central (horizontal) para que el EPI comience a tomar una forma circular.
- En este punto, deslice la visera en las guías exteriores y luego presione el orificio en el pasador (horizontal) con los dedos.
- Inserte la visera en las dos últimas guías y luego presione el orificio en el pasador (horizontal).
- Use la película para cubrir el orificio de ventilación.
- Para mayor seguridad, coloque la presilla elástica insertándola en el orificio más cómodo.
- La visera está lista.




1




2




3




4




4.1



5



6



7