

HU

2. KATEGÓRIÁJÚ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK A 2016/425/EU EURÓPAI RENDELET ÉRTELMEBEN**AZ MSZ EN ISO 16321-1:2022 SZABVÁNY SZERINT GYÁRTVA**

Ezt a tájékoztató füzetet az egyéni védőeszköz (EVE) teljes használati ideje alatt meg kell őrizni.

A) GYÁRTÓI INFORMÁCIÓK

Larident Srl

Via Lamaneigra, 12r - 16030 Tribogna (GE) - Tel +39 0185 938068 - Fax +39 0185 938595

e-mail: info@larident.it - helyszín: www.larident.it

B) JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK

Jelen tájékoztató célja, hogy felvilágosítást nyújtson a védelmi jellemzőkről, a használati feltételekről, a karbantartásról, a tisztításról, valamint a védőpajzs egyéni védőeszköz használatára vonatkozó figyelmeztetésekről és/vagy korlátozásokról. Az egyéni védőeszköz (EVE) csak akkor nyújtja a szükséges védelmi szintet, ha ép, megfelelően felhelyezett és rögzített. Kétség vagy felvilágosítás kérése esetén forduljon feletteséhez, és szükség esetén a gyártóhoz, valamint tanulmányozza a használati útmutatót.

A tájékoztató füzetet minden csomagoláshoz mellékeljük, és a használat előtt figyelmesen el kell olvasni. Jelen tájékoztató füzet az MSZ EN ISO 16321-1:2022 szabvány szerint készült.

Az egyéni védőeszköz (EVE) II. kategóriájú tanúsítvánnyal rendelkezik, és olyan eszközök közé tartozik, amelyeket a viselőjük védelmére terveztek az idegen testek okozta enyhe ütődések kockázatával szemben; az 2016/425 európai rendelet alapvető egészségügyi és biztonsági követelményeivel összhangban. Az R5 készülék megfelel az UNI EN ISO 16321-1:2022 szabvány követelményeinek, kivéve a látómezőt, amely a felső részen korlátozott. Az előre és lefelé irányuló látás garantált.

C) AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ MODELLJÉNEK AZONOSÍTÁSA

R5 védőpajzs - Keret 6 darab átlátszó polikarbonát pajzsral.

D) TÁROLÁSI, HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ**• Használati és felhelyezési útmutató**

Helyezze fel az egyéni védőeszközt (EVE), és igazítsa megfelelően az arcára úgy, hogy a pajzs a megfelelő pontokon fedje az arcot. Ügyeljen a szoros illeszkedésre, a pántot a felhasználó arcának/fejének megfelelően beállítva. Az egyéni védőeszköz (EVE) teljesítménye akkor garantált, ha azt megfelelően helyezik fel és igazítják be. Amennyiben bármilyen látható károsodást észlel, azonnal függessze fel az eszköz használatát, és cserélje le egy új példányra. Az egyéni védőeszköz (EVE) módosítása nem megengedett.

• Méretek

A készülék egy méretben kapható, de az állítható rugalmas pántnak köszönhetően tökéletesen illeszkedik bármilyen arcméretre.

• Csomagolási megjegyzések és tárolási útmutató

A termék végső csomagolását úgy kell kialakítani, hogy az a használat megkezdéséig és a teljes használati időszak alatt változatlan formában megőrizze az eszköz állapotát. A szóban forgó terméknek nincs lejárat ideje. A terméket sértetlen és lezárt csomagolásban, közvetlen hőforrásoktól távol kell tárolni.

• Hulladékkezelés

Amennyiben az eszközök nem szennyeződtek különleges anyagokkal vagy termékekkel, normál műanyag hulladékként kezelhetők. Ellenkező esetben a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, speciális hulladékként kell őket ártalmatlanítani.

E) SPECIFIKUS TISZTÍTÁSI ÉS/VAGY FERTŐTLENÍTÉSI ÚTMUTATÓ

A védőpajzs tisztításához nedvesítsen be egy törlőkendőt szappanos vízzel vagy alkoholmentes fertőtlenítőszerrel, majd óvatosan törölje át a keretet és a pajzsot, eltávolítva a foltokat és a szennyeződések.

F) FELHASZNÁLÁSI TERÜLETRE VONATKOZÓ RÉSZLETEK, TERVEZETT KÖRNYEZETI FELHASZNÁLÁSI TARTOMÁNY, VÉDELMI KÉPESSÉGEK ÉS TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK

Minden, a megjelölttől eltérő használat nem rendeltetésszerűnek minősül, és az ebből eredő esetleges károkért a gyártó nem vonható felelősségre.

Felhasznált anyagok - További információkért olvassa el az anyagok műszaki adatlapját.

G) FIGYELMEZTETÉSEK

- A védőpajzsokat ki kell cserélni minden olyan esetben, amikor az átlátszóság karcolódás vagy esetleges opálósodás miatt csökken.
- Az ütődésnek kitétt védőpajzsokat tilos tovább használni; azokat le kell selejtezni és ki kell cserélni.
- Az egyéni védőeszközt (EVE) még azelőtt fel kell venni, hogy kitenne magát azon kockázatnak, amely ellen az eszközt tervezték.
- Kizárólag a gyártó által szállított eredeti pótalkatrészeket használja.
- A maximális védelem biztosítása érdekében a személyi védőfelszerelést minden részének megfelelően fel kell szerelni.

H) BEJELENTETT SZERVEZET

Az R5 típusú védőpajzs az egyéni védőeszközök (EVE) II. kategóriájába

tartozik, ezért a 2016/425/EU rendeletnek megfelelően egy bejelentett szervezet által kiállított EU-típusvizsgálati tanúsítvány szükséges hozzá: Bejelentett szervezet száma: 0426 - ITALCERT S.r.l. Viale Sarca, 336 - 20126 Milánó (MI)

Megfelelőségi nyilatkozat elérhetősége: info@larident.it.

I) JELÖLÉS

Lencsejelölés azonosítása

CE – LARIDENT – R5

CE (CE-jelölés) – LARIDENT (Gyártó) – R5 (Terméknév)

Keretjelölés azonosítása

LARIDENT – R5 – CE

LARIDENT (Gyártó) – R5 (Terméknév) – CE (CE-jelölés)

J) AZ ÚTMUTATÓBAN ÉS A CÍMKÉZÉSEN HASZNÁLT SZIMBÓLUMOK

Az útmutatóban és a dobozon alkalmazott szimbólumok a következők, az MSZ EN ISO 16321-1:2022 szabvány alapján



Szimbólum: figyelmesen olvassa el a használati útmutatót



CE megfelelőségi jelölés

K) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

- Forgassa el a keretet úgy, hogy a csapok és a vezetősínek a felhasználó arca felé nézzenek.
- Vegye fel a plexit, és hajlítsa meg kissé. Középről indulva először helyezze be a plexit a legmagasabb vezetősínbé, majd csúsztassa be a legalacsonyabbba. Ha ez megtörtént, nyomja a középső lyukat a középső csapba (vízszintes) úgy, hogy az egyéni védőeszköz kör alakot vegyen fel.
- Ezen a ponton csúsztassa a plexit a legkülső vezetősínbé, majd az ujjával nyomja a lyukat a csapba (vízszintes).
- Helyezze be a plexit az utolsó két vezetősínbé, majd nyomja a lyukat a csapba (vízszintes).
- A fóliával fedje le a szellőzőnyílást.
- A fokozott biztonság érdekében rögzítse a rugalmas hurkot a legkényelmesebb lyukba helyezve.
- A plexi készen áll.

