

IT

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI SECONDA CATEGORIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/425 FABBRICATI SECONDO NORMA UNI EN ISO 16321-1:2022

La presente Nota Informativa deve essere conservata per tutta la durata del DPI in uso.

A) INFORMAZIONI SUL FABBRICANTE

Larident Srl

Via Lamaneigra, 12r - 16030 Tribogna (GE) - Tel +39 0185 938068 - Fax +39 0185 938595

e-mail: info@larident.it - sito: www.larident.it

B) RIFERIMENTI INFORMATIVI

La presente nota informativa ha lo scopo di fornire chiarimenti circa le caratteristiche di protezione, le condizioni d'utilizzo, la manutenzione, i lavaggi e le avvertenze e/o limitazioni d'uso del DPI Visiere Protettive. Il DPI potrà offrire il necessario livello di protezione solo se integro, correttamente indossato ed allacciato. Nel caso di dubbi o richieste di chiarimento contattare il proprio superiore e, nel caso, il fabbricante e consultare il manuale di istruzioni.

La Nota Informativa viene fornita con ogni confezione e deve essere letta attentamente prima dell'utilizzo della stessa. La presente Nota Informativa viene redatta secondo la norma UNI EN ISO 16321-1:2022.

Il DPI è stato certificato come DPI di II categoria per dispositivi destinati ad essere impiegati per salvaguardare la persona che li indossa dal rischio di essere colpita da lievi impatti con corpi estranei; secondo i requisiti essenziali di salute e sicurezza del Regolamento Europeo 2016/425. Il dispositivo R5 rispetta i requisiti della norma UNI EN ISO 16321-1:2022 ad eccezione del campo visivo, limitato nella parte superiore. La visione frontale ed inferiore è garantita.

C) IDENTIFICAZIONE DEL MODELLO DEL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE

Visiera protettiva R5 - Montatura con 6 schermi trasparenti in policarbonato.

D) ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE, L'USO E LA MANUTENZIONE**• Istruzioni di indosso**

Indossare il DPI e posizionarlo correttamente sul viso con lo schermo che copra il viso nei punti giusti e facendo in modo che sia ben aderente regolando il laccio in base al viso/testa dell'utilizzatore. Le prestazioni del DPI sono garantite quando è correttamente indossato e posizionato. Qualora si apprezzi visivamente un qualsiasi deterioramento sospendere l'utilizzo e provvedere alla sostituzione dello stesso con un nuovo dispositivo. **Non sono consentite modifiche del DPI.**

• Taglie

Il dispositivo è previsto in Taglia Unica ma attraverso l'utilizzo dell'elastico regolabile si adatta perfettamente ad ogni forma del viso.

• Note sul confezionamento e istruzioni per la conservazione

Il confezionamento finale del prodotto deve essere effettuato in modo da conservarlo inalterato fino al momento dell'uso e per tutto il periodo di impiego. Il prodotto in oggetto non ha scadenza; il prodotto deve essere conservato in confezione integra e sigillata, purché lontano dalle fonti di calore dirette.

• Smaltimento

Se i dispositivi non sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari possono essere smaltiti come normali rifiuti plastici, in caso contrario, dovranno essere smaltiti in conformità alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali.

E) ISTRUZIONI SPECIFICHE PER LA PULIZIA E/O DISINFEZIONE

Per la pulizia della visiera bagnare un panno con saponi e disinfettanti a base non alcolica e passare delicatamente sulla montatura e sullo schermo eliminando le macchie e lo sporco.

F) DETTAGLI SUL CAMPO DI UTILIZZO, L'INTERVALLO AMBIENTALE DI UTILIZZO PREVISTO, LE CAPACITÀ DI PROTEZIONE E LE CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Ogni uso diverso da quanto indicato è da considerarsi improprio e gli eventuali danni non sono imputabili al fabbricante.

Materiali utilizzati - Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica dei materiali.

G) AVVERTENZE

- Le visiere protettive devono essere sostituite ogni qual volta la trasparenza sia compromessa per righe o eventuale opacità.
- Le visiere che sono state soggette a impatti non devono essere usate e devono essere scartate e sostituite.
- Indossare il DPI prima di esporsi al rischio contro il quale il DPI è progettato.
- Utilizzare solamente ricambi originali forniti dal produttore.
- Il DPI deve essere montato in tutte le sue parti per garantire la massima protezione.

H) ORGANISMO NOTIFICATO

La visiera modello R5 appartiene alla II Categoria dei DPI per questo ha bisogno dell'emissione dell'UE del tipo in conformità al regolamento dal Regolamento (UE) 2016/425 da parte di un ente notificato: Organismo notificato N. 0426 - ITALCERT S.r.l. Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (MI) Link conformità: info@larident.it.

I) MARCATURA

Identificazione marcatura su lente

CE – LARIDENT – R5

CE (Marchio CE) – LARIDENT (Fabbricante) – R5 (Nome prodotto)

Identificazione marcatura montatura

LARIDENT – R5 – CE

LARIDENT (Fabbricante) – R5 (Nome prodotto) – CE (Marchio CE)

J) SIMBOLI IMPIEGATI SU ISTRUZIONI E LABELLING

La simbologia impiegata su istruzioni e scatola è la seguente, sulla base del regolamento UNI EN ISO 16321-1:2022



Simbolo leggere attentamente le istruzioni



Marchio di conformità CE

K) ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Girare la montatura in modo che i perni e le guide siano rivolti verso il viso dell'utilizzatore.
- Prendere lo schermo flettendolo leggermente. Partendo dal centro inserire come prima cosa lo schermo nella guida più alta, per poi farlo scorrere in quella più bassa: effettuata questa operazione spingere il foro centrale nel perno centrale (orizzontale) in modo che il DPI incominci ad assumere una forma circolare.
- Arrivati a questo punto passare allo scorrimento dello schermo nelle guide più esterne per poi spingere il foro nel perno (orizzontale) con le dita.
- Inserire lo schermo nelle ultime due guide per poi spingere il foro nel perno (orizzontale).
- Utilizzare la pellicola per coprire il foro di aerazione.
- Per una maggiore sicurezza montare l'elastico asolato inserendolo nel foro più confortevole.
- La visiera è pronta.

