

NL

PERSONOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN VAN CATEGORIE II VOLGENS DE EUROPESE VERORDENING 2016/425 GEFABRICEERD VOLGENS DE UNI EN ISO 16321-1:2022-NORM

Deze informatieve nota moet worden bewaard gedurende de gehele levensduur van de gebruikte PBM.

A) INFORMATIE VAN DE FABRIKANT

Larident Srl

Via Lamaneigra, 12r - 16030 Tribogna (GE) - Tel +39 0185 938068 - Fax +39 0185 938595

e-mail: info@larident.it - website: www.larident.it

B) NORMREFERENTIES

Deze informatieve nota is bedoeld om toelichting te geven over de beschermingskenmerken, de gebruiksvoorwaarden, het onderhoud, de reiniging en de waarschuwingen en/of gebruiksbeperkingen van de PBM Beschermende Vizieren. De PBM's kunnen alleen het nodige beschermingsniveau bieden als ze intact, correct gedragen en vastgemaakt zijn. Als je twijfels hebt of verduidelijking nodig hebt, neem dan contact op met je supervisor en, indien van toepassing, de fabrikant en raadpleeg de gebruiksaanwijzing.

De informatieve nota wordt bij elke verpakking geleverd en moet voor gebruik zorgvuldig worden gelezen. Deze informatieve nota is opgesteld in overeenstemming met de UNI EN ISO 16321-1:2022-norm.

Het PBM is gecertificeerd als PBM van Categorie II voor middelen die bedoeld zijn om de drager te beschermen tegen het risico geraakt te worden door lichte schokken met vreemde voorwerpen; in overeenstemming met de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen van de Europese Verordening 2016/425. Het R5-apparaat voldoet aan de eisen van de UNI EN ISO 16321-1:2022-norm, met uitzondering van het gezichtsveld, dat in het bovenste gedeelte beperkt is. Zicht naar voren en naar beneden is gegarandeerd.

C) IDENTIFICATIE VAN HET MODEL BESCHERMINGSMIDDEL

Beschermend vizier R5 - Frame met 6 transparante polycarbonaat schermen.

D) INSTRUCTIES VOOR OPSLAG, GEBRUIK EN ONDERHOUD**• Draaginstructies**

Draag het PBM en plaats het correct op het gezicht, waarbij de afscherming het gezicht op de juiste plaatsen bedekt en ervoor zorgt dat het goed aansluit door de veter aan te passen aan het gezicht/hoofd van de gebruiker. De prestaties van de PBM's zijn gegarandeerd als ze correct worden gedragen en geplaatst. Als een verslechtering visueel waarneembaar is, stop dan met het gebruik en vervang het door een nieuw middel. Wijzigingen aan de persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet toegestaan.

• Maten

Het apparaat is verkrijgbaar in één maat, maar dankzij de verstelbare elastische band past het zich perfect aan elke gezichtsvorm aan.

• Verpakkingsoptmerkingen en opslaginstructies

De eindverpakking van het product moet zodanig worden uitgevoerd dat het product ongewijzigd blijft tot en tijdens de gebruikperiode. Het product in kwestie heeft geen houdbaarheidsdatum het product moet worden bewaard in ongeopende en verzegelde verpakkingen uit de buurt van directe warmtebronnen.

• Verwijdering

Als de middelen niet zijn verontreinigd met speciale stoffen of producten, kunnen ze worden afgevoerd als normaal kunststofafval, anders moeten ze worden afgevoerd volgens de wettelijke vereisten voor speciaal afval.

E) SPECIFIEKE INSTRUCTIES VOOR REINIGING EN/OF DESINFECTIE

Om het vizier schoon te maken, maakt u een doek nat met een niet-alcoholhoudend zeep- en desinfectiemiddel en veegt u voorzichtig over het frame en het scherm om vlekken en vuil te verwijderen.

F) DETAILS OVER HET TOEPASSINGSGEBIED, HET BEOOGDE OMGEVINGSBEREIK VOOR GEBRUIK, DE BESCHERMINGSCAPACITEITEN EN DE PRESTATIEKENMERKEN

Elk ander gebruik dan aangegeven wordt beschouwd als onjuist en eventuele schade is niet de schuld van de fabrikant.

Gebruikte materialen - Raadpleeg het materiaal informatieblad voor meer informatie.

G) WAARSCHUWINGEN

- Beschermende vizieren moeten worden vervangen wanneer de transparantie wordt aangetast door lijnen of mogelijke ondoorzichtigheid.
- Vizieren die zijn blootgesteld aan schokken mogen niet worden gebruikt en moeten worden weggegooid en vervangen.
- Draag de PBM's voordat je jezelf blootstelt aan het risico waartegen de PBM's zijn ontworpen.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen van de fabrikant.
- De persoonlijke beschermingsmiddelen moeten volledig aansluiten om maximale bescherming te garanderen.

H) AANGEMELDE INSTANTIE

Het model R5-vizier behoort tot PBM-categorie II en moet daarom door een aangemelde instantie in de EU worden goedgekeurd in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425: Aangemelde instantie Nr. 0426 - ITALCERT S.r.l. Viale Sarca, 336 - 20126 Milaan (MI)
Link naar conformiteit: info@larident.it.

I) MARKERING

Identificatie van markering op lens

CE – LARIDENT – R5

CE (CE-markering) – LARIDENT (Fabrikant) – R5 (Productnaam)

Markeringidentificatie op het frame

LARIDENT – R5 – CE

LARIDENT (Fabrikant) – R5 (Productnaam) – CE (CE-markering)

J) SYMBOLEN GEBRUIKT IN DE INSTRUCTIES EN OP HET ETIKET

De gebruikte symbolen op de instructies en doos zijn als volgt, gebaseerd op de UNI EN ISO 16321-1:2022 regelgeving




Symbool lees instructies
zorgvuldig




CE-conformiteitsmarkering

K) MONTAGEERINSTRUCTIES


- Draai het frame zo dat de pinnen en geleiders naar het gezicht van de gebruiker wijzen.
- Pak het vizier op en buig het lichtjes. Begin in het midden en schuif het vizier eerst in de bovenste geleider en vervolgens in de onderste. Duw daarna het middelste gat in de middelste pin (horizontaal) zodat de bescherming een ronde vorm begint aan te nemen.
- Schuif het vizier nu in de buitenste geleiders en duw vervolgens met uw vingers het gat in de pin (horizontaal).
- Schuif het vizier in de laatste twee geleiders en duw vervolgens het gat in de pin (horizontaal).
- Bedek het ventilatiegat met de folie.
- Bevestig voor extra veiligheid de elastische lus door deze in het meest comfortabele gat te steken.
- Het vizier is klaar.




1




2




3




4




4.1



5



6



7