

PL

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ KATEGORII 2 ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM EUROPEJSKIM 2016/425 WYKONANE ZGODNIE Z NORMĄ EN ISO 16321-1:2022

Niniejsza Nota Informacyjna musi być przechowywana przez cały okres żywotności używanych ŚOI.

A) INFORMACJE O PRODUCENCIE

Larident Srl

Via Lamaneigra, 12r - 16030 Tribogna (GE) - Tel +39 0185 938068 - Fax +39 0185 938595

e-mail: info@larident.it - strona internetowa: www.larident.it

B) ODNIESIENIA REGULACYJNE

Celem niniejszej noty informacyjnej jest wyjaśnienie właściwości ochronnych, warunków użytkowania, konserwacji, mycia oraz ostrzeżeń i/lub ograniczeń dotyczących stosowania przyłbic ochronnych ŚOI. ŚOI mogą zapewnić niezbędny poziom ochrony tylko wtedy, gdy są nienaruszone, prawidłowo założone i zapięte. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub potrzeby uzyskania wyjaśnień należy skontaktować się z przełożonym oraz, w stosownych przypadkach, z producentem i zapoznać się z instrukcją obsługi.

Nota Informacyjna jest dołączona do każdego opakowania i przed użyciem należy ją uważnie przeczytać. Niniejsza Nota Informacyjna została przygotowana zgodnie z normą EN ISO 16321-1:2022.

ŚOI otrzymał certyfikat jako ŚOI kategorii II, przeznaczony do stosowania w celu ochrony użytkownika przed ryzykiem uderzenia przez ciała obce o niewielkiej energii; zgodnie z zasadniczymi wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy określonymi w europejskim rozporządzeniu 2016/425. Urządzenie R5 spełnia wymagania normy UNI EN ISO 16321-1:2022, z wyjątkiem pola widzenia, które jest ograniczone w górnej części. Gwarantowana jest widoczność do przodu i do dołu.

C) IDENTYFIKACJA MODELU URZĄDZENIA OCHRONNEGO

Przyłbica ochronna R5 - Oprawa z 6 przezroczystymi ekranami z poliwęglanu.

D) INSTRUKCJE PRZECHOWYWANIA, UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI**• Instrukcja noszenia**

Założyć ŚOI i ułożyć je prawidłowo do twarzy, tak aby osłona zakrywała twarz we właściwych miejscach oraz upewnić się, że ściśle przylega, dopasowując pasek do twarzy/głowy użytkownika. Działanie ŚOI jest gwarantowane, gdy jest noszony i ułożony prawidłowo. W przypadku widocznego pogorszenia stanu produktu należy zaprzestać jego użytkowania i wymienić go na nowy. Modyfikacje ŚOI są niedozwolone.

• Rozmiary

Urządzenie dostępne jest w jednym rozmiarze, ale dzięki regulowanej gumce idealnie dopasowuje się do każdego kształtu twarzy.

• Uwagi dotyczące opakowania i instrukcje przechowywania

Końcowe opakowanie produktu musi być wykonane w taki sposób, aby pozostało niezmienione do i przez cały okres użytkowania. Dany produkt nie ma daty ważności. Produkt musi być przechowywany w nieotwartym i szczelnie zamkniętym opakowaniu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.

• Likwidacja

Jeśli produkty nie zostały zanieczyszczone szczególnymi substancjami lub produktami, mogą być usuwane jako zwykłe odpady z tworzyw sztucznych; w przeciwnym razie należy je usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpadów specjalnych.

E) SPECJALNE INSTRUKCJE CZYSZCZENIA I/LUB DEZYNFEKCJI

Aby wyczyścić przyłbicę, należy zwilżyć ściereczkę mydłem bezalkoholowym i środkiem dezynfekującym, a następnie delikatnie przetrzeć oprawę i ekran, usuwając plamy i zabrudzenia.

F) SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZAKRESU UŻYTKOWANIA, ŚRODOWISKOWEGO OKRESU ZAMIERZONEGO UŻYTKOWANIA, MOŻLIWOŚCI OCHRONNYCH I CHARAKTERYSTYKI WYDAJNOŚCIOWEJ

Jakiegokolwiek użycie inne niż wskazane jest uważane za niewłaściwe, a wszelkie uszkodzenia nie są winą producenta.

Użyte materiały - Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki materiału.

G) OSTRZEŻENIA

- Przyłbice ochronne muszą być wymieniane, gdy przejrzystość jest ograniczona przez linie lub możliwe zmatowienie.
- Przyłbice, które zostały narażone na uderzenia, nie mogą być używane i muszą zostać wyrzucone i wymienione.
- ŚOI należy założyć przed narażeniem się na ryzyko, przed którym ŚOI ma chronić.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych dostarczonych przez producenta.
- ŚOI musi być zamontowany we wszystkich swoich częściach, aby zapewnić maksymalną ochronę.

H) JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA

Przyłbica model R5 należy do kategorii II ŚOI i dlatego wymaga homologacji typu UE zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/425 jednostki notyfikowanej: Jednostka notyfikowana nr 0426 - ITALCERT S.r.l. Viale Sarca, 336 - 20126 Mediolan (MI)

Linki dotyczące zgodności: info@larident.it.

I) OZNAKOWANIE

Identyfikacja oznakowania na soczewce

CE – LARIDENT – R5

CE (Znak CE) – LARIDENT (Producent) – R5 (Nazwa produktu)

Identyfikacja oznakowania na oprawce

LARIDENT – R5 – CE

LARIDENT (Producent) – R5 (Nazwa produktu) – CE (Znak CE)

J) SYMBOLE UŻYTE W INSTRUKCJACH I OZNAKOWANIACH

Symbole użyte w instrukcji i pudełku są następujące, w oparciu o rozporządzenie UNI EN ISO 16321-1:2022



Symbol Uważnie przeczytać instrukcję



Znak zgodności CE

K) INSTRUKCJA MONTAŻU

- Obróć ramkę tak, aby kołki i prowadnice były skierowane w stronę twarzy użytkownika.
- Podnieś osłonę i lekko ją zegnij. Zaczynając od środka, najpierw włóż osłonę do najwyższej prowadnicy, a następnie wsuń ją do najniższej. Po wykonaniu tej czynności wciśnij środkowy otwór w środkowy kołek (poziomy), tak aby ŚOI zaczął przyjmować okrągły kształt.
- W tym momencie wsuń osłonę w skrajne prowadnice, a następnie palcami wciśnij otwór w kołek (poziomy).
- Włóż osłonę w dwie ostatnie prowadnice, a następnie wciśnij otwór w kołek (poziomy).
- Użyj folii, aby zakryć otwór wentylacyjny.
- Dla większego bezpieczeństwa zamocuj elastyczną pętlę, wkładając ją w najwygodniejszy otwór.
- Osłona jest gotowa.

