

RO

**ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECȚIE DE CATEGORIA A DOUA
CONFORM REGULAMENTULUI EUROPEAN 2016/425 FABRICATE
CONFORM STANDARDULUI UNI EN ISO 16321-1:2022**

Această notă de informare trebuie păstrată pe toată durata de viață utilă a EIP utilizat.

A) INFORMAȚII PRIVIND PRODUCĂTORUL

Larident Srl

Via Lamaneigra, 12r - 16030 Tribogna (GE) - Tel +39 0185 938068 - Fax +39 0185 938595

e-mail: info@larident.it - site: www.larident.it

B) REFERINȚE NORMATIVE

Scopul acestei note de informare este de a oferi clarificări cu privire la caracteristicile de protecție, condițiile de utilizare, întreținerea, spălarea și avertismentele și/sau limitele de utilizare a EIP viziere de protecție. Acest EIP va putea asigura nivelul necesar de protecție numai dacă este intact, corect purtat și fixat. Dacă aveți îndoieli sau aveți nevoie de clarificări, adresați-vă superiorului dumneavoastră și, la nevoie, producătorului și consultați manualul de instrucțiuni.

Nota de informare este furnizată cu fiecare cutie și trebuie citită cu atenție înainte de utilizare. Această notă de informare este redactată conform standardului UNI EN ISO 16321-1:2022.

Acest EIP a fost certificat ca EIP de categoria II pentru dispozitive destinate utilizării în scopul protejării persoanei care le poartă de riscul de a fi lovită prin impacturi ușoare cu corpuri străine; în conformitate cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță ale Regulamentului European 2016/425. Dispozitivul R5 respectă cerințele standardului UNI EN ISO 16321-1:2022, cu excepția câmpului vizual, care este limitat în partea superioară. Vederea înainte și în jos este garantată.

C) IDENTIFICAREA MODELULUI DE ECHIPAMENT DE PROTECȚIE

Vizieră de protecție R5 - Cadru cu 6 scuturi transparente din policarbonat.

D) INSTRUȚIUNI PENTRU PĂSTRARE, UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE**• Instrucțiuni de purtare**

Puneți-vă EIP și poziționați-l corect pe față, astfel încât scutul să acopere fața în punctele potrivite și asigurându-vă că este bine potrivit pe față, reglând curelușa în funcție de fața/capul utilizatorului. Performanțele acestui EIP sunt garantate atunci când acesta este corect purtat și poziționat. În cazul în care sesizați vizual cea mai mică urmă de deteriorare, întrerupeți utilizarea și înlocuiți echipamentul cu unul nou. Modificările EIP nu sunt permise.

• Mărimi

Dispozitivul este disponibil într-o singură mărime, dar datorită benzii elastice reglabile se adaptează perfect oricărei forme a feței.

• Note privind ambalarea și instrucțiuni pentru păstrare

Ambalarea finală a produsului trebuie să fie efectuată astfel încât acesta să rămână nealterat până la momentul utilizării și pe toată perioada de folosire. Produsul în cauză nu are dată de expirare; produsul trebuie păstrat în ambalaje nedeschise și sigilate, ferit de surse directe de căldură.

• Eliminare

În cazul în care dispozitivele nu au fost contaminate cu substanțe sau produse speciale, acestea pot fi eliminate ca deșeuri normale de plastic, în caz contrar trebuie eliminate în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru deșeurile speciale.

E) INSTRUȚIUNI SPECIFICE PENTRU CURĂȚARE ȘI/SAU DEZINFECTARE

Pentru a curăța viziera, umeziți o cârpă cu săpun și dezinfectant care nu este pe bază de alcool și ștergeți ușor cadrul și scutul, îndepărtând petele și murdăria.

F) DETALII PRIVIND DOMENIUL DE UTILIZARE, INTERVALUL DE MEDIU DE UTILIZARE PRECONIZAT, CAPACITĂȚILE DE PROTECȚIE ȘI CARACTERISTICILE DE PERFORMANȚĂ

Orice altă utilizare decât cea indicată este considerată necorespunzătoare și eventualele daune nu pot fi imputate producătorului.

Materiale utilizate - Pentru mai multe informații, consultați fișa tehnică a materialelor.

G) AVERTISMENTE

- Viziarele de protecție trebuie înlocuite ori de câte ori transparența este afectată de zgârieturi sau de o eventuală opacizare.
- Viziarele care au fost supuse unor impacturi nu mai trebuie utilizate și trebuie aruncate și înlocuite.
- Echipați-vă cu EIP înainte de a vă expune la riscul împotriva căruia a fost proiectat acest EIP.
- Utilizați numai piese de schimb originale furnizate de producător.
- Echipamentul individual de protecție trebuie montat în toate părțile sale pentru a asigura o protecție maximă.

H) ORGANISM NOTIFICAT

Viziera model R5 aparține categoriei II de EIP și, prin urmare, are nevoie de aprobarea UE a tipului, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425 de către un organism notificat: Organism notificat nr. 0426 - ITALCERT S.r.l.

Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (MI)

Link conformitate: info@larident.it.

I) MARCAJ

Identificarea marcatului de pe lentilă

CE – LARIDENT – R5

CE (Marcaj CE) – LARIDENT (Producător) – R5 (Nume produs)

Identificarea marcatului de pe cadru

LARIDENT – R5 – CE

LARIDENT (Producător) – R5 (Nume produs) – CE (Marcaj CE)

J) SIMBOLURI UTILIZATE ÎN INSTRUȚIUNI ȘI ETICHETE

Simbolurile utilizate pe instrucțiuni și cutie sunt următoarele, bazate pe regulamentul UNI EN ISO 16321-1:2022




Simbol citiți cu atenție
instrucțiunile




Marcaj de conformitate CE

K) INSTRUȚIUNI DE MONTAJ


- Rotiți cadrul astfel încât știfturile și ghidajele să fie orientate spre fața utilizatorului.
- Ridicați viziera și îndoiți-o ușor. Începând din centru, introduceți mai întâi viziera în ghidajul cel mai înalt, apoi glisați-o în cel mai jos. După ce ați făcut acest lucru, împingeți orificiul central în știftul central (orizontal) astfel încât EIP să înceapă să capete o formă circulară.
- În acest moment, glisați viziera în ghidajele exterioare și apoi împingeți orificiul în știft (orizontal) cu degetele.
- Introduceți viziera în ultimele două ghidaje și apoi împingeți orificiul în știft (orizontal).
- Folosiți folia pentru a acoperi orificiul de ventilație.
- Pentru o siguranță sporită, atașați bucla elastică introducând-o în orificiul cel mai confortabil.
- Viziera este gata.




1




2




3




4




4.1



5



6



7