

SI

**OSEBNA VAROVALNA OPREMA DRUGE KATEGORIJE V SMISLU
EVROPSKE UREDBE 2016/425****IZDELANO V SKLADU S STANDARDOM UNI EN ISO 16321-1:2022**

Ta informativni letak je treba hraniti ves čas uporabe OVO.

A) INFORMACIJE O PROIZVAJALCU

Larident Srl

Via Lamaneigra, 12r - 16030 Tribogna (GE) - Tel +39 0185 938068 - Fax +39 0185 938595

e-pošta: info@larident.it - spletna stran: www.larident.it

B) PRAVNI PREDPISI

Namen tega informativnega letaka je podati pojasnila glede zaščitnih lastnosti, pogojev uporabe, vzdrževanja, čiščenja ter opozoril in/ali omejitev pri uporabi zaščitnih ščitov kot osebne varovalne opreme. Osebna varovalna oprema lahko zagotovi potrebno raven zaščite le, če je nepoškodovana, pravilno nameščena in zapeta. V primeru dvomov ali zahtev po pojasnilu se obrnite na svojega nadrejenega in po potrebi na proizvajalca ter preberite navodila za uporabo.

Informacije o uporabi so priložene vsaki embalaži in jih je treba pred uporabo pozorno prebrati. Ta informativni letak je bil pripravljen v skladu s standardom UNI EN ISO 16321-1:2022.

Ta OVO je bila certificirana kot OVO kategorije II za sredstva, namenjena zaščiti osebe, ki jih nosi, pred tveganjem lahkega udarca tujih predmetov; v skladu z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami Evropske uredbe 2016/425. Naprava R5 je skladna z zahtevami standarda UNI EN ISO 16321-1:2022, razen vidnega polja, ki je v zgornjem delu omejeno. Zagotovljen je vid naprej in navzdol.

C) IDENTIFIKACIJA MODELA VAROVALNE OPREME

Zaščitni vizir R5 - Okvir s 6 prozornimi polikarbonatnimi zaslončki.

D) NAVODILA ZA SKLADIŠČENJE, UPORABO IN VZDRŽEVANJE**• Navodila za nosenje**

Nadenite si OVO in ga pravilno namestite na obraz, tako da zaščitni ščit pokriva obraz na pravih mestih in da tesno prilega, prilagodite ga z nastavitvijo vrvice glede na obraz/glavo uporabnika. Delovanje osebne varovalne opreme je zagotovljeno, če je pravilno oblečena in nameščena. Če vizualno ugotovite kakršno koli poškodbo, prenehajte z uporabo in ga zamenjajte z novim izdelkom. Spremembe OVO niso dovoljene.

• Velikosti

Naprava je na voljo v eni velikosti, vendar se zaradi nastavljenega elastičnega traku popolnoma prilagodi vsaki obliki obraza.

• Opombe za embalažo in navodila za skladiščenje

Končna embalaža izdelka mora biti takšna, da se ohrani v nespremenjenem stanju do trenutka uporabe in med celotnim časom uporabe. Ta izdelek nima roka uporabnosti; izdelek je treba shranjevati v nepoškodovani in zapečateni embalaži, in sicer izven dosega neposrednih virov toplote.

• Odstranjevanje

Če opreme niso bile onesnažene s posebnimi snovmi ali izdelki, jih je mogoče odstraniti kot običajne plastične odpadke; v nasprotnem primeru jih je treba odstraniti v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi za posebne odpadke.

E) POSEBNE NAVODILA ZA ČIŠČENJE IN/ALI RAZKUŽEVANJE

Za čiščenje vizirja namočite krpo v milo in razkužilo na nealkoholni osnovi ter z njo nežno obrišite okvir in lečo, s čimer odstranite madeže in nečistoče.

**F) PODROBNOSTI O PODROČJU UPORABE, PREDVIDENEM
OKOLJSKEM RAZPONU UPORABE, ZAŠČITNIH ZMOŽNOSTIH IN
ZNAČILNOSTIH DELOVANJA**

Vsaka uporaba, ki odstopa od navedenih navodil, se šteje za nepravilno in proizvajalec ne odgovarja za morebitne škode.

Uporabljeni materiali - Dodatne informacije najdete v tehničnem listu materialov.

G) OPOZORILA

- Zaščitnih vizirjev je treba zamenjati, kadar je preglednost okrnjena zaradi črt ali morebitne nepreglednosti.
- Vizirjev, ki so bili izpostavljeni udarcem, se ne sme uporabljati, zato jih je treba zavreči in zamenjati.
- Osebno varovalno opremo nosite, preden se izpostavite tveganju, proti kateremu je namenjena.
- Uporabljajte samo originalne nadomestne dele, ki jih je dobavil proizvajalec.
- Osebna zaščitna oprema mora biti nameščena v vseh svojih delih, da se zagotovi maksimalna zaščita.

H) NOTIFICIRANI ORGAN

Vizir modela R5 spada v kategorijo osebne varovalne opreme II, zato mora imeti certifikat EU o homologaciji, ki ga v skladu z Uredbo (EU) 2016/425 izda notificirani organ.: Notificirani organ št. 0426 - ITALCERT S.r.l. Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (MI)

Povezava za skladnost: info@larident.it.

I) OZNAČEVANJE

Identifikacija označbe na leči

CE – LARIDENT – R5

CE (Oznaka CE) – LARIDENT (Proizvajalec) – R5 (Ime izdelka)

Identifikacija oznake okvirja

LARIDENT – R5 – CE

LARIDENT (Proizvajalec) – R5 (Ime izdelka) – CE (Oznaka CE)

J) SIMBOLI, UPORABLJENI NA NAVODILIH IN OZNAČEVANJU

Na navodilih in embalaži so uporabljeni naslednji simboli, v skladu s standardom UNI EN ISO 16321-1:2022



Simbol Pozorno preberite
navodila



Oznaka skladnosti CE

K) NAVODILA ZA MONTAŽO

1. Okvir obrnite tako, da so zatiči in vodila obrnjena proti uporabnikovemu obrazu.
2. Dvignite vizir in ga rahlo upognite. Najprej vstavite vizir od sredine v najvišje vodilo, nato pa ga potisnite v najnižje. Ko to storite, potisnite osrednjo luknjo v osrednji zatič (vodoravno), tako da osebna varovalna oprema začne dobivati krožno obliko.
3. Na tej točki potisnite vizir v najbolj zunanji vodila in nato s prsti potisnite luknjo v zatič (vodoravno).
4. Vstavite vizir v zadnji dve vodila in nato potisnite luknjo v zatič (vodoravno).
5. Prezračevalno odprtino prekrijte s folijo.
6. Za dodatno varnost pritrdite elastično zanko tako, da jo vstavite v najudobnejšo luknjo.
7. Vizir je pripravljen.

