

ES

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL DE CATEGORÍA 2 SEGÚN EL REGLAMENTO EUROPEO 2016/425**FABRICADOS SEGÚN LA NORMA EN ISO 16321-1:2022**

Esta nota informativa debe conservarse durante toda la vida del EPI en uso.

A) INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

Larident Srl

Via Lamaneigra, 12r - 16030 Tribogna (GE) - Tel +39 0185 938068 - Fax +39 0185 938595

correo electrónico: info@larident.it - página web: www.larident.it

B) REFERENCIAS NORMATIVAS

El objetivo de esta nota informativa es proporcionar aclaraciones sobre las características de protección, las condiciones de uso, el mantenimiento, el lavado y las advertencias y/o limitaciones de uso de los EPI Viseras de protección. El EPI sólo puede ofrecer el nivel de protección necesario si está intacto, correctamente colocado y abrochado. Si tiene alguna duda o necesita alguna aclaración, póngase en contacto con su supervisor y, si procede, con el fabricante y consulte el manual de instrucciones.

La Nota informativa se suministra con cada envase y debe leerse atentamente antes de su uso. Esta nota informativa se ha elaborado de conformidad con la norma EN ISO 16321-1:2022.

El EPI ha sido certificado como EPI de Categoría II para equipos destinados a ser utilizados para proteger al usuario contra el riesgo de ser golpeado por impactos leves con cuerpos extraños. El dispositivo R66 está fabricado de conformidad con los requisitos esenciales de salud y seguridad del Reglamento Europeo 2016/425 y según la norma EN ISO 16321-1:2022.

C) IDENTIFICACIÓN DEL MODELO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN

Visera de protección R66 - Montura con 6 pantallas de policarbonato transparente.

D) INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO, USO Y MANTENIMIENTO**• Instrucciones de uso**

Póngase el EPI y colóquese correctamente en la cara, con la pantalla cubriendo la cara en los lugares adecuados y asegurándose de que queda bien ajustado mediante la regulación del cordón en función de la cara/cabeza del usuario. El rendimiento del EPI está garantizado cuando se usa y se coloca correctamente. Si se aprecia visualmente algún deterioro, deje de utilizarlo y sustitúyalo por un aparato nuevo. **No se permiten modificaciones de los EPI.**

• Tamaño

El dispositivo viene en una talla única, pero mediante el uso de la correa ajustable se adapta perfectamente a cualquier forma de cara.

• Notas de embalaje e instrucciones de almacenamiento

El envasado final del producto debe realizarse de forma que permanezca inalterado hasta y durante el periodo de utilización. El producto en cuestión no tiene fecha de caducidad; el producto debe almacenarse en envases cerrados y sin abrir, lejos de fuentes directas de calor.

• Eliminación

Si los dispositivos no han sido contaminados con sustancias o productos particulares, pueden desecharse como residuos plásticos normales; caso contrario, deben eliminarse de acuerdo con los requisitos legales para residuos especiales.

E) INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE LIMPIEZA Y/O DESINFECCIÓN

Para limpiar la visera, humedezca un paño con jabones y desinfectantes sin alcohol y páselo suavemente sobre la montura y la pantalla, eliminando las manchas y la suciedad.

F) DETALLES SOBRE EL ÁMBITO DE USO, EL INTERVALO AMBIENTAL DE USO PREVISTO, LAS CAPACIDADES DE PROTECCIÓN Y LAS CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

Cualquier uso distinto al indicado se considera inadecuado y cualquier daño no es culpa del fabricante.

Materiales utilizados - Para más información, consulte la ficha de datos de los materiales.

G) ADVERTENCIAS

- Las viseras de protección deben sustituirse siempre que la transparencia se vea afectada por líneas o por una posible opacidad.
- Las viseras que hayan sufrido impactos no deben utilizarse y deben desecharse y sustituirse.
- Póngase el EPI antes de exponerse al riesgo contra el que está diseñado.
- Utilice únicamente piezas de repuesto originales suministradas por el fabricante.
- El EPI debe ajustarse en todas sus partes y está diseñado para impactos frontales. No protege contra los impactos desde arriba debido al espacio entre la pantalla y la montura.

H) ORGANISMO NOTIFICADO

La visera modelo R66 pertenece a la categoría II de EPI y, por lo tanto, tiene la necesidad de homologación de tipo UE de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/425 por parte de un organismo notificado: Organismo notificado nº 0426 - ITALCERT S.r.l. Viale Sarca, 336 - 20126

Milán (MI)

Enlaces de conformidad: info@larident.it.

I) MARCADO

Identificación del marcado en la lente

CE – LARIDENT – R66 – 1

CE (Marca CE) – LARIDENT (Fabricante) – R66 (Nombre del producto) – 1 (Mayor rendimiento óptico)

Identificación del marcado de la montura

EN-16321-1 – LARIDENT – 1-M – R66 – CE

EN-16321-1 (Norma) – LARIDENT (Fabricante) – 1-M (cabeza de prueba ISO 18526-4) – R66 (Nombre del producto) – CE (Marca CE)

DIRECCIÓN: www.larident.it (el usuario puede encontrar la dirección completa del fabricante en la nota informativa y en esta página web)

J) SÍMBOLOS UTILIZADOS EN LAS INSTRUCCIONES Y EL ETIQUETADO

La simbología utilizada en las instrucciones y la caja es la siguiente, basada en la normativa UNI EN ISO 16321-1:2022



Símbolo: lea atentamente las instrucciones



Marca de conformidad CE

K) INSTRUCCIONES DE MONTAJE


1. Retire las películas protectoras de ambos lados.
2. La pantalla debe colocarse en la parte exterior de la montura, con la abertura nasal hacia abajo.
3. Inserte la pantalla en las dos lengüetas laterales de la montura, pasándolas por el orificio mayor de la pantalla y bloqueándolas después con el menor.
4. Recuerda ajustar la visera a la forma de tu cara, de manera que se ajuste correctamente a los pómulos.
5. La visera está lista.




1



2



3



3.1



4-5