

LT

ANTROS KATEGORIJOS ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS PAGAL EUROPOS REGLAMENTĄ 2016/425**PAGAMINTA PAGAL STANDARTĄ UNI EN ISO 16321-1:2022**

Ši informacinė pastaba turi būti saugoma visą AAP naudojimo laikotarpį.

A) INFORMACIJA APIE GAMINTOJĄ

Larident Srl

Via Lamaneigra, 12r - 16030 Tribogna (GE) - Tel +39 0185 938068 - Fax +39 0185 938595

el: info@larident.it - svetainėje: www.larident.it

B) TEISINĖS NUORODOS

Šios informacinės pastabos tikslas – paaiškinti apsaugines savybes, naudojimo sąlygas, priežiūrą, plovimą bei įspėjimus ir (arba) naudojimo apribojimus, taikomus AAP apsauginiams skydeliams. AAP užtikrins reikiamą apsaugos lygį tik tuo atveju, jei bus nepažeista, tinkamai užsidėta ir užfiksuota. Kilus abejonėms ar prireikus paaiškinimų, susisieki su savo vadovu ir, jei reikia, su gamintoju bei skaitykite instrukcijų vadovą.

Informacinė pastaba pateikiama su kiekviena pakuote ir ji turi būti atidžiai perskaityta prieš naudojimą. Ši informacinė pastaba parengta pagal standartą UNI EN ISO 16321-1:2022.

AAP buvo sertifikuota kaip II kategorijos AAP – priemonė, skirta apsaugoti ją dėvintį asmenį nuo lengvų smūgių svetimkūniais pavojaus. R66 įtaisas pagamintas pagal esminius Europos Reglamento 2016/425 sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimus bei pagal standartą UNI EN ISO 16321-1:2022.

C) APSAUGOS PRIEMONĖS MODELIO IDENTIFIKAVIMAS

Apsauginis skydelis R66 - Rėmelis su 6 skaidriais polikarbonato ekranais.

D) LAIKYMO, NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS**• Užsidėjimo instrukcijos**

Užsidėkite AAP ir tinkamai nustatykite ją ant veido taip, kad ekranas dengtų reikiamas vietas; užtikrinkite gerą prigludimą sureguliuodami dirželį pagal naudotojo veidą / galvą. AAP charakteristikos užtikrinamos tik tada, kai ji yra tinkamai užsidėta ir nustatyta. Pastebėjus bet kokį matomą nusidėvėjimą, nutraukite naudojimą ir pakeiskite priemonę nauja. Bet kokie AAP pakeitimai yra draudžiami.

• Dydžiai

Priemonė yra vieno dydžio, tačiau dėl reguliuojamo dirželio ji puikiai prisitaiko prie bet kokios veido formos.

• Pabavimo pastabos ir laikymo instrukcijos

Galutinis gaminio pakavimas turi būti atliekamas taip, kad jis išliktų nepakitęs iki naudojimo momento ir per visą naudojimo laikotarpį. Šio gaminio galiojimo laikas neribotas; gaminyje turi būti laikomas nepažeistoje ir sandarioje pakuotėje, atokiau nuo tiesioginių šilumos šaltinių.

• Šalinimas

Jei priemonės nebuvo užterštos specialiomis medžiagomis ar produktais, jas galima šalinti kaip įprastą plastiko atlieką; priešingu atveju jos turi būti šalinamos laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų dėl specialiųjų atliekų.

E) SPECIFINĖS VALYMO IR (ARBA) DEZINFEKAVIMO INSTRUKCIJOS

Apsauginiam skydeliui valyti sudrėkinkite šluostę muilu ir nealkoholinėmis dezinfekavimo priemonėmis, tada švelniai nuvalykite rėmelį bei ekraną, pašalindami dėmes ir nešvarumus.

F) DUOMENYS APIE NAUDOJIMO SRITĮ, NUMATOMĄ APLINKOS NAUDOJIMO INTERVALĄ, APSAUGINES GEBĖJIMUS IR VEIKSMINGUMO CHARAKTERISTIKAS

Bet koks kitoks naudojimas, nei nurodyta, laikomas netinkamu, o gamintojas neatsako už galimą žalą.

Naudojamos medžiagos - Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite medžiagų techninių duomenų lapą.

G) ĮSPĖJIMAI

- Apsauginiai skydeliai turi būti pakeisti kiekvieną kartą, kai dėl įbrėžimų ar galimo matinio atspalvio suprastėja skaidrumas.
- Apsauginiai skydeliai, patyrę smūgius, neturi būti naudojami, jie turi būti išmesti ir pakeisti naujais.
- Užsidėkite AAP prieš susidurdami su pavojumi, nuo kurio ši AAP yra skirta apsaugoti.
- Naudokite tik gamintojo tiekiamas originalias atsargines dalis.
- AAP turi būti sumontuota su visomis jos dalimis; ji buvo sukurta apsaugoti nuo priekinių smūgių. Ji neapsaugo nuo smūgių iš viršaus dėl tarpo tarp ekrano ir rėmelio.

H) PASKELBTOJI ĮSTAIGA

R66 modelio apsauginis skydelis priklauso II kategorijos AAP, todėl jam reikalingas paskelbtosios įstaigos išduotas ES tipo tyrimo sertifikatas pagal Reglamentą (ES) 2016/425: Paskelbtoji įstaiga Nr. 0426 - ITALCERT S.r.l.

Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (MI)

Atitikties nuoroda: info@larident.it.

I) ŽENKLINIMAS

Lėšio ženklavimo identifikavimas

CE – LARIDENT – R66 – 1

CE (CE ženklas) – LARIDENT (Gamintojas) – R66 (Gaminio pavadinimas) – 1 (Geresnės optinės charakteristikos)

Identificazione marcatura montatura

EN-16321-1 – LARIDENT – 1-M – R66 – CE

EN-16321-1 (Standartas) – LARIDENT (Gamintojas) – 1-M (ISO 18526-4 bandomoji galva) – R66 (Gaminio pavadinimas) – CE (CE ženklas)

ADRESAS: www.larident.it (naudotojas šioje informacinėje pastaboje ir šioje svetainėje ras pilną gamintojo adresą)

J) INSTRUKCIJOSE IR ŽENKLINIME NAUDOJAMI SIMBOLIAI

Instrukcijose ir ant pakuotės naudojama simbolika yra ši, remiantis reglamentu UNI EN ISO 16321-1:2022



Simbolis „atidžiai perskaitykite instrukcijas“



CE atitikties ženklas

K) MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

- Nuimkite apsaugines plėveles nuo abiejų pusių.
- Ekranas turi būti dedamas ant rėmelio išorės, nosies išpjova į apačią.
- Įstatykite ekraną į dvi rėmelio šonines ausėles, perkisdami jas per didesnę ekrano angą, o tada užfiksuokite mažesnėje angoje.
- Nepamirškite sureguliuoti apsauginio skydelio pagal veido formą taip, kad jis gerai priglustų prie skruostikaulių.
- Apsauginis skydelis yra paruoštas naudoti.

