

PL

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ KATEGORII 2 ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM EUROPEJSKIM 2016/425 WYKONANE ZGODNIE Z NORMĄ EN ISO 16321-1:2022

Niniejsza Nota Informacyjna musi być przechowywana przez cały okres żywotności używanych ŚOI.

A) INFORMACJE O PRODUCENCIE

Larident Srl

Via Lamaneigra, 12r - 16030 Tribogna (GE) - Tel +39 0185 938068 - Fax +39 0185 938595

e-mail: info@larident.it - strona internetowa: www.larident.it

B) ODNIESIENIA REGULACYJNE

Celem niniejszej noty informacyjnej jest wyjaśnienie właściwości ochronnych, warunków użytkowania, konserwacji, mycia oraz ostrzeżeń i/lub ograniczeń dotyczących stosowania przyłbic ochronnych ŚOI. ŚOI mogą zapewnić niezbędny poziom ochrony tylko wtedy, gdy są nienaruszone, prawidłowo założone i zapięte. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub potrzeby uzyskania wyjaśnień należy skontaktować się z przełożonym oraz, w stosownych przypadkach, z producentem i zapoznać się z instrukcją obsługi.

Nota Informacyjna jest dołączona do każdego opakowania i przed użyciem należy ją uważnie przeczytać. Niniejsza Nota Informacyjna została przygotowana zgodnie z normą EN ISO 16321-1:2022.

ŚOI otrzymał certyfikat jako ŚOI kategorii II, przeznaczony do stosowania w celu ochrony użytkownika przed ryzykiem uderzenia przez ciała obce o niewielkiej energii. Urządzenie R66 jest produkowane zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa określonymi w rozporządzeniu europejskim 2016/425 oraz zgodnie z normą EN ISO 16321-1:2022.

C) IDENTYFIKACJA MODELU URZĄDZENIA OCHRONNEGO

R66 przyłbica ochronna - Oprawa z 6 przezroczystymi ekranami z poliwęglanu.

D) INSTRUKCJE PRZECHOWYWANIA, UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI**• Instrukcja noszenia**

Założyć ŚOI i ułożyć je prawidłowo do twarzy, tak aby osłona zakrywała twarz we właściwych miejscach oraz upewnić się, że ściśle przylega, dopasowując pasek do twarzy/głowy użytkownika. Działanie ŚOI jest gwarantowane, gdy jest noszony i ułożony prawidłowo. W przypadku widocznego pogorszenia stanu produktu należy zaprzestać jego użytkowania i wymienić go na nowy. Modyfikacje ŚOI są niedozwolone.

• Rozmiary

Produkt jest dostępny w jednym rozmiarze, ale dzięki regulowanemu paskowi idealnie dopasowuje się do każdego kształtu twarzy.

• Uwagi dotyczące opakowania i instrukcje przechowywania

Końcowe opakowanie produktu musi być wykonane w taki sposób, aby pozostało niezmiennione do i przez cały okres użytkowania. Dany produkt nie ma daty ważności. Produkt musi być przechowywany w nieotwartym i szczelnie zamkniętym opakowaniu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.

• Likwidacja

Jeśli produkty nie zostały zanieczyszczone szczególnymi substancjami lub produktami, mogą być usuwane jako zwykłe odpady z tworzyw sztucznych; w przeciwnym razie należy je usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpadów specjalnych.

E) SPECJALNE INSTRUKCJE CZYSZCZENIA I/LUB DEZYNFEKCJI

Aby wyczyścić przyłbicę, należy zwilżyć ściereczkę mydłem bezalkoholowym i środkiem dezynfekującym, a następnie delikatnie przetrzeć oprawę i ekran, usuwając plamy i zabrudzenia.

F) SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZAKRESU UŻYTKOWANIA, ŚRODOWISKOWEGO OKRESU ZAMIERZONEGO UŻYTKOWANIA, MOŻLIWOŚCI OCHRONNYCH I CHARAKTERYSTYKI WYDAJNOŚCIOWEJ

Jakiegolwiek użycie inne niż wskazane jest uważane za niewłaściwe, a wszelkie uszkodzenia nie są winą producenta.

Użyte materiały - Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki materiału.

G) OSTRZEŻENIA

- Przyłbice ochronne muszą być wymieniane, gdy przejrzystość jest ograniczona przez linie lub możliwe zmatowienie.
- Przyłbice, które zostały narażone na uderzenia, nie mogą być używane i muszą zostać wyrzucone i wymienione.
- ŚOI należy założyć przed narażeniem się na ryzyko, przed którym ŚOI ma chronić.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych dostarczonych przez producenta.
- ŚOI musi być zmontowany w całości i został zaprojektowany do ochrony przed uderzeniami czołowymi. Nie chroni przed uderzeniami z góry ze względu na przestrzeń między ekranem a oprawą.

H) JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA

Przyłbica model R66 należy do kategorii II ŚOI i dlatego wymaga homologacji typu UE zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/425 jednostki notyfikowanej: Jednostka notyfikowana nr 0426 - ITALCERT S.r.l. Viale Sarca, 336 - 20126 Mediolan (MI)

Linki dotyczące zgodności: info@larident.it.

I) OZNAKOWANIE

Identyfikacja oznakowania na soczewce

CE – LARIDENT – R66 – 1

CE (Znak CE) – LARIDENT (Producent) – R66 (Nazwa produktu) – 1 (Zwiększone właściwości optyczne)

Identyfikacja oznakowania na oprawce

EN-16321-1 – LARIDENT – 1-M – R66 – CE

EN-16321-1 (Norma) – LARIDENT (Producent) – 1-M (Głowica testowa ISO 18526-4) – R66 (Nazwa produktu) – CE (Znak CE)

ADRES: www.larident.it (użytkownik może znaleźć pełny adres producenta w nocie informacyjnej i na tej stronie internetowej)

J) SYMBOLE UŻYTE W INSTRUKCJACH I OZNAKOWANIACH

Symbole użyte w instrukcji i pudełku są następujące, w oparciu o rozporządzenie UNI EN ISO 16321-1:2022



Symbol Uważnie przeczytać instrukcję



Znak zgodności CE

K) INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Zdjąć folie ochronne z obu stron.
2. Ekran musi być umieszczony na zewnątrz oprawy, z otworem na nos skierowanym w dół.
3. Włożyć ekran do dwóch bocznych zaczepów oprawy, przekładając je przez większy otwór w ekranie, a następnie blokując je mniejszym otworem.
4. Należy pamiętać, aby dopasować przyłbicę do kształtu twarzy, utrzymując ją blisko kości policzkowych.
5. Przyłbica jest gotowa.

