

Fast total

Sistema universale da colata per protesi parziali, totali, scheletrati, etc di facile utilizzo senza necessità di dispositivi aggiuntivi.

Base in alluminio anodizzato e parte superiore in plastica trasparente AS antiurto.

Confezione comprende 2 muffole, h cm 6.5 e h cm 8, 1 tazza tipo D2, 1 spatola tipo F1, 3 coni di colata di ricambio.



1 Fissare il modello alla base della muffola

2 Posizionare i cilindri da colata

3 Colare il silicone nella muffola

4 Lavare la cera e riposizionare i denti

5 Colare la resina

6 Rifinire



LARIDENT

MADE IN ITALY
SINCE 1965

