

Larident Srl

Via Lamaneigra, 12 r (Ponte Rimassa) - 16030 Tribogna Genova

Tel. +39 0185 939 481 - Fax +0185 938 595

info@larident.it - www.larident.it

LARIDENT

MADE IN ITALY
SINCE 1985



TECHNICAL SHEET

PRODUCT NAME	Cotton clip
ITEM CODE	A48 (packaging 100 pcs)
COMPONENTS	Moplen ep 300k
THERMAL CHARACTERISTICS	The product is not sterilisable in autoclave machine
PHYSICAL CHARACTERISTICS	The product is sterilisable with cold disinfection liquids
CHEMICAL CHARACTERISTICS	It resists all chemical disinfectants
SAFETY DATA SHEET	N/A
PRECAUTION	Only to be used by a specialist doctor or highly qualified staff, it is not sterile when supplied.
ANALYSIS RISKS REF.D.L.46 24/2/97	Available only in italian
CLAS. MDR (UE) 2017/745	Class I°

Larident Srl

Via Lamaneigra, 12 r (Ponte Rimassa) - 16030 Tribogna Genova

Tel. +39 0185 939 481 - Fax +0185 938 595

info@larident.it - www.larident.it

LARIDENT

MADE IN ITALY
SINCE 1985



SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

PRODOTTO	Ferma rulli doppio in plastica
NS CODICE	A48 (confezione 100 pz)
MATERIALE	Moplen ep 300k
PROPRIETÀ TERMICHE	Non sterilizzabile in autoclave. Punto di fusione 180°C
PROPRIETÀ MECCANICHE, FISICHE E CARATTERISTICHE	Sterilizzare a freddo
PROPRIETÀ CHIMICHE	Resiste a tutti gli agenti chimici disinfettanti
SCHEDA DI SICUREZZA	N/A
ISTRUZIONI PER L' UTILIZZO	Destinati ad essere utilizzati esclusivamente dal medico specialista o da personale altamente specializzato
PRECAUZIONI	Viene fornito in condizione non sterile, pertanto deve essere accuratamente pulito e sterilizzato prima dell'uso
ANALISI DEI RISCHI IN RIF. D. L.46 24/2/97, 37/2010	Si
CLASSIFICAZIONE Regolamento (UE) 2017/745	È un dispositivo medico di classe I

N/A = NON APPLICABILE

N/N = NON NECESSARIA