

Larident Srl

Via Lamaneigra, 12 r (Ponte Rimassa) - 16030 Tribogna Genova

Tel. +39 0185 939 481 - Fax +0185 938 595

info@larident.it - www.larident.it

LARIDENTMADE IN ITALY
SINCE 1985

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

PRODOTTO	Pennelli per composito
NS CODICE	C31/C32/C33/C34
MATERIALE	Steli: polietilene/ Filo di passaggio: materiale antiruggine 1.4301 o NS12/ Filamenti: Poliammide 6.12
PROPRIETÀ TERMICHE	Sterilizzare solamente a freddo con liquidi di disinfezione non alcolici
PROPRIETÀ MECCANICHE, FISICHE E CARATTERISTICHE	C31: pennellini bianchi extra fini C32: pennellini bianchi fini C33: pennellini neri extra fini C34: pennellini neri fini. Ogni confezione contiene: 100 pz. Il prodotto è monouso.
PROPRIETÀ CHIMICHE	Sterilizzare esclusivamente a freddo evitando soluzioni alcoliche. Non mettere in autoclave.
SCHEDA DI SICUREZZA	N/A
ISTRUZIONI PER L' UTILIZZO	Destinati ad essere utilizzati esclusivamente dal medico specialista o da personale altamente specializzato. Vengono fornite in condizione "non sterile".
PRECAUZIONI	Nessuna precauzione specifica; il prodotto dovrà essere smaltito secondo le normative vigenti.
ANALISI DEI RISCHI IN RIF. D. L.46 24/2/97, 37/2010	Presente all'interno del fascicolo tecnico.
CLASSIFICAZIONE Regolamento (UE) 2017/745	CLASSE I

N/A = NON APPLICABILE

N/N = NON NECESSARIA

Larident Srl

Via Lamaneigra, 12 r (Ponte Rimassa) - 16030 Tribogna Genova

Tel. +39 0185 939 481 - Fax +0185 938 595

info@larident.it - www.larident.it

LARIDENT

MADE IN ITALY
SINCE 1985



TECHNICAL SHEET

NAME PRODUCT	Composite brush
CODE	C31/C32/C33/C34
COMPONENT	Handles: Polyethylene fixing wire: anti-rust material 1.4301 or NS12 Filaments: Polyamide 6.12
THERMAL CHARACTERISTIC	Only sterilize with cold disinfectant, non alcoholic liquids.
PHYSICAL CHARACTERISTICS	C31: extra fine white brushes C32: fine white brushes C33: extra fine black brushes eachpack: 100 pcs C34: extrafine black brushes The product in for single use only
CHEMICAL CHARACTERISTIC	Do not put it in an autoclave machine. Only sterilize with cold solutions, avoiding alcoholic solutions
SAFETY DATA SHEET	N/A
PRECAUTION	Only to be used by a specialised doctor or personnel highly specialised. Supplied: not sterile.
ANALYSIS OF THE RISKS REF.D.L.46 24/2/97	Present in the technical file.
CLAS. MDR (UE) 2017/745	Class I